

## スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブ

歯科用象牙質接着材・歯科セラミックス用接着材料・歯科金属用接着材料・歯科用知覚過敏抑制材料

# ダブルパック キャンペーン

キャンペーン期間：2018年2月1日(木)～3月30日(金)



2年連続 No.1 を獲得

コンポジットレジン充填のボンディング材として最も頻繁に使用されています！

実査委託先：楽天リサーチ (2016年9月、2017年9月)



### 3M™ マスクにくっつくアイガード 歯科用

普段使いのマスクに簡単に装着できる眼の防護具です。  
PMTC時など、血液・体液などが飛散する可能性のある場面でご使用ください。



今回のキャンペーンでは、衛生士さんの眼を守るアイガード12枚を組み合わせてご提供いたします。



12枚



#### スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブ ボトルタイプ

内容

- ボトルタイプ (5mL) 2本×1箱
- 3M™ マスクにくっつくアイガード 歯科用×12枚



#### スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブ ユニドースタイプ

内容

- ユニドースタイプ (計11mL) 100本×2箱
- 3M™ マスクにくっつくアイガード 歯科用×12枚

キャンペーン希望医院価格

**23,280円** (本体価格)

ボトルタイプ



製品番号 41258EA

ユニドースタイプ



製品番号 41256EA

スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズンなら

# 1本で多用途



## 01 CR 充填

術後疼痛発生率は0.06%

(3M社内調査による)

フィルテック™ シュープリーム  
ウルトラ コンポジットレジン




フィルテック™ シュープリーム  
ウルトラ フロー コンポジットレジン



## 02 レジンセメントの前処理


リライエックス™ アルティメット レジン セメントとの組み合わせで  
あれば、歯質側も補綴物側も前処理材はこれ1本!あらゆる被着  
体に高い接着力を発揮!

リライエックス™ アルティメット  
レジンセメント




## 03 各種リペア

被着面に歯質・金属・ポーセレンなどが複数混在し  
ていても塗り分け不要でこれ1本!




不要な材料



## 04 知覚過敏症の処置

保険治療が可能。良好な象牙細管の即時封鎖性!



## 05 コア築造部分の前処理

支台築造レジンと残存歯質および支台築造レジンとリライエックス™  
ファイバーポストを強固に一体化します。

リライエックス™  
ファイバーポスト



リライエックス™ ユニセム 2  
オートミックス  
歯科接着用レジンセメント



## 06 シーラント時の前処理


水洗不要なので、より短時間で処置できます。  
エッチングが苦手な患者様などに。

クリンプロ™ シーラント



## 3M独自のVMSテクノロジー

3種類の接着成分の配合バランスを最適化!  
歯質に対して高い安定した接着性能はもちろん、  
様々な被着体にワンステップで使用可能です。



### ビトラボンド コポリマー

水分のコントロールが困難な部位でも安定した接着性を発揮

### MDPモノマー

- セルフエッチ時に高い接着性能を発揮
- エナメル質、象牙質、ジルコニア、アルミナ、金属に  
高い接着性能を発揮
- 室温下でも液の性能が安定

### シランカップリング剤

歯科用ガラスセラミックスに対して化学的な接着性能を発揮

\*上記%は、スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズンを各症例に使用している割合(一般開業医において2017年1月~4月に製品使用者を対象にしたアンケート(N=1,230))

販売名:スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズン  
販売名:フィルテック シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン  
販売名:リライエックス ユニセム 2 オートミックス  
販売名:クリンプロ シーラント

認証番号:224AKBZX00054000 / 認証番号:221AKBZX00174000  
認証番号:223AKBZX00006000 / 認証番号:222AKBZX00098000

販売名:フィルテック シュープリーム ウルトラフロー コンポジットレジン  
販売名:リライエックス アルティメット レジンセメント  
販売名:リライエックス ファイバーポスト

認証番号:222AKBZX00110000  
認証番号:225AKBZX00136000  
認証番号:228AKBZX00013000

3M、スコッチボンド、フィルテック、リライエックス、クリンプロ、Vitrebondは、3M社の商標です。

\*掲載の内容、およびキャンペーン希望医院価格は、2018年1月現在のものです。  
キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。  
\*キャンペーン品は、数量限定となっております。予定数量に達した場合は、  
期間中でも終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。



スリーエム ジャパン株式会社  
ヘルスケアカンパニー

歯科用製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

Web 3M 歯科

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2018. All Rights Reserved.  
DEN-1544-AJ (0118100) DN/DN

3M コールセンター

0120-332-329

9:00~17:00/月~金(土日祝年末年始は除く)  
フリーダイヤルが繋がらない場合は、  
03-6409-3157をご利用ください。