

謝恩キャンペーン

2018年2月1日～6月30日まで

専用オイル2本進呈

DENTISTAR II eco

Dental handpiece sterilizer

高温オイル消毒器 デンティストアーIIエコ

ハンドピースを殺菌・洗浄・注油

院内感染予防 応援

ハンドピースを
内部洗浄・注油し
劣化予防に!

肝炎ウイルス
HIVウイルスの
院内感染予防に!

ハンドピースの
故障が減少し
コストダウン

全自動
1サイクル
約15分

殺菌終了を
音声で
アナウンス!

ポスターで
患者様への
アピールも!




高温オイル殺菌器デンティストアーII eco

安全な食品添加物のオイルでハンドピース内を殺菌、部品細部まで洗浄・注油コーティングして劣化抑制します。

110℃の高温オイルで約5分間殺菌

B型肝炎ウイルス	98℃で2分	} 不活化する (死滅)
A型肝炎ウイルス	100℃で5分	
C型肝炎ウイルス	98℃で15分	
HIVウイルス	98℃で2分	

厚生労働省健康局結核感染症課長通知 H16.1.30
感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き他より



オートクレーブ

2気圧の飽和蒸気により121℃で滅菌

オートクレーブ使用前にデンティストアーII ecoを使用することで

デンティストアーII eco オートクレーブ

ハンドピース殺菌
劣化抑制



滅菌



ハンドピース修理コストダウン+滅菌

となります。

販売元 株式会社 E テック

本社・医療機器開発研究所
〒650-0045 兵庫県神戸市中央区港島9丁目1番地
神戸医療産業都市内KIO 316号室
TEL 078-335-5425 FAX 078-335-5426

〒654-0151 神戸市須磨区北落合3-28-2
<http://www.e-teck.co.jp>

デンティストアー

検索

■HP(<http://www.e-teck.co.jp>)の使用法の動画もご覧ください。

※デンティストアーは、アメリカをはじめ8ヶ国に輸出しています

お問い合わせ先: