

数量限定

# グロツシーコート & グロツシーコートカラー

## ご愛顧キャンペーン // 期間 2024年8月1日 ▶ 30日 //

時間や手間の掛かる最終光沢面を  
これ一本で素早く実現します

- 耐着色性・耐摩耗性・高接着性を有した光重合レジン表面滑沢硬化材です。
- 伸びが良く、薄く塗布できるため、被膜厚を薄くすることができます。
- 裂溝、歯間部などに塗布・重合し素早く手間なく光沢を出すことができます。

仕様	内容量: 15ml 硬化時間目安: LEDキュアボックス プラス…3分 LEDトレーキュア…3分 有効波長域: 365~410nm
----	--

標準価格(税別)

¥5,400 ▶

キャンペーン価格

¥3,780

30% OFF

ラボサイド

塗布動画公開中!



歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材 | 管理医療機器 | 医療機器認証番号:230AFBZX00020000

レジン系補綴装置のシェードを  
素早く・自由にコントロール

- 口腔内・口腔外でご使用いただけます。
- クリアーとブラウンを混ぜてお好みの調色ができます。

商品名	グロツシーコート カラー
規格・内容量	クリアー 8ml ・ ブラウン 5ml
有効波長域	365~410nm

標準価格(税別)

¥6,000 ▶

キャンペーン価格

¥3,000

50% OFF

チェアサイド  
ラボサイド




高分子系歯冠用着色材料 | 管理医療機器 | 医療機器認証番号:304AFBZX00034000

## グロツシーコート / グロツシーコート カラー

### ■耐着色性


光重合による変色が極めて少なく、重合後も高い耐着色性を発揮します。



※自社実験  
(コーヒー2%水溶液に37℃で1週間浸漬)

### ■耐摩耗性


硬化後も良好な耐摩耗性を有します。



※自社実験(歯ブラシ摩耗試験10万回後)

### ■接着性

多くの被塗布物と優れた接着性を有します。



※自社実験(せん断接着強さ)

# 数量限定 LED光重合器

ご愛顧キャンペーン 期間 2024年8月1日、30日

## 歯科技工用重合装置 LEDキュアボックス プラス

23B1X10001A69013  
一般医療機器



- 【特徴】
- LEDを採用することにより、ハ口ゲンランプより長寿命で経済的。
  - ムラのない均一な重合を実現。
  - 重合室内が広いので、製作物の取り出しがスムーズ。
  - 重合室内の温度上昇抑制ファンを搭載。
  - メモリー機能付

【仕様】

外形寸法	W197×D268×H245.5(mm)	有効波長域	365~400nm / 440~490nm
室内寸法	W135×D120×H95(mm)	推奨使用環境	10~40℃(室温)
重量	5.7kg	光源ランプ	LED
電源	100V 50/60Hz		
消費電力	150W		

キャンペーン価格 **¥220,000**

## 歯科技工用重合装置 LEDトレーキュア

23B1X10001A69014  
一般医療機器




- 【特徴】
- 広い重合室内
  - スライド式テーブル
  - 光源にLEDライトを採用
  - 簡単な時間設定

【仕様】


外形寸法	W200×D216 H150(mm)	消費電力	65W
重量	3.3kg	有効波長域	390~410nm
電源	100V 50/60Hz	光源ランプ	LED

キャンペーン価格 **¥56,000**

### ▶使用ステップ -ラボサイド(作業模型上)ーグロッシーコートの場合



### ▶使用ステップ -チェアサイド(口腔内)ーグロッシーコートカラーの場合



### ▶使用例 ※前歯用CAD/CAM冠ブロック【アルテサー/IV】に塗布・重合しております。※キャラクタライズ後はクリアーにて表面をコーティングしております。



●ご用命は...



製造販売元  
山八歯材工業株式会社  
〒443-0105 愛知県蒲郡市西蒲町大知柄54-1  
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764  
Home Page <https://www.yamahachi-dental.co.jp/>  
E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)