

SUPER STAR V

スーパースターV



ジルコニアの研磨前と研磨後



短時間研磨で
作業効率UP

セレックブロック、CAD/CAM、ジルコニア、セラミックス、ニケイ酸リチウム含有ガラスセラミックス、ハイブリッドレジン他
心地よく、軽いタッチで濡れたようなツヤ感

快適

ベトつきが少なく
飛び散りにくい！

簡単

軽いタッチでツヤ！
短時間で簡単研磨！

便利

シリンジタイプで
便利で無駄なし！



セレックブロックの研磨前と研磨後



After

CAD/CAM・プレスにも
キラキラしない自然な仕上がり

シリコンポイント等で前処理後、スーパースターVで最終研磨をしたセレックブロック。

最後に研磨材が付着していないフランチャールホイールを用いて、軽く表面研磨を行う事により一層光沢が得られます。



スーパースターV
5g入り 標準価格：5,800円

- ・ポーセレン艶出し研磨用スクリューシリンジ入固形タイプ
- ・色：グレー
- ・材質 / 成分：人工ダイヤモンド、酸化アルミニウム他

11B3X00042000020 一般医療機器 歯科用研磨器材

レジン・金属・床矯正装置などの
最終艶出し研磨用



フランチャールホイールエンジン用
12本入り 標準価格：3,800円

- ・HP(ハンドピース)タイプ
- ・研磨用ホイール(φ23mm)
- ・材質 / 成分：フランネル繊維 / 人工皮革
- ・使用回転数：15,000r.p.m. 以下

13B3X00108000503 一般医療機器 歯科用研磨器材

NIKKOSHA

