

SUPER STAR V

スーパースターV



ジルコニアの研磨前と研磨後

短時間研磨で
作業効率UP

セレックブロック、CAD/CAM、ジルコニア、セラミックス、ニケイ酸リチウム含有ガラスセラミックス、ハイブリッドレジン他
心地よく、軽いタッチで濡れたようなツヤ感

快適

ベトつきが少なく
飛び散りにくい！

簡単

軽いタッチでツヤ！
短時間で簡単研磨！

便利

シリンジタイプで
便利で無駄なし！



セレックブロックの研磨前と研磨後



After

CAD/CAM・プレスにも
ギラギラしない自然な仕上がり

シリコンポイント等で前処理後、スーパースターVで最終研磨をしたセレックブロック。

最後に研磨材が付着していないフランチャーホイールを用いて、軽く表面研磨を行う事により一層光沢が得られます。



スーパースターV
5g入り 標準価格：5,800円

- ・ポーセレン艶出し研磨用スクリューシリンジ入固形タイプ
- ・色：グレー
- ・材質 / 成分：人工ダイヤモンド、酸化アルミニウム他

11B3X00042000020 一般医療機器 歯科用研磨器材

レジン・金属・床矯正装置などの
最終艶出し研磨用



フランチャーホイールエンジン用
12本入り 標準価格：3,800円

- ・HP(ハンドピース)タイプ
- ・研磨用ホイール(φ23mm)
- ・材質 / 成分：フランネル繊維 / 人工皮革
- ・使用回転数：15,000r.p.m. 以下

13B3X00108000503 一般医療機器 歯科用研磨器材

NIKKOSHA



Horse Brown
ホースブラウンレズブラシ



FLANCHAR BUFF
フランチャーバフ



研磨物にブラシウッド部が当たる事を少なくし、
タケノコが食い込みやすい角度をセンター両側に付与したコシの強いレズブラシ。



- ・毛切れが少なく、使いやすい茶色馬毛ブラシ
- ・材質 / 成分: 茶色馬毛
- ・使用回転数: 5,000r.p.m. 以下

レジン用ミディアムタイプ
各5ヶ入り

- ホースブラウンレズブラシレジン用1列・・・¥1,740
- ホースブラウンレズブラシレジン用2列・・・¥2,310
- ホースブラウンレズブラシレジン用3列・・・¥3,820

13B3X00108000014
13B3X00108000015
13B3X00108000016

メタル用ハードタイプ
各2ヶ入り

- ホースブラウンレズブラシメタル用1列・・・¥1,840
- ホースブラウンレズブラシメタル用2列・・・¥2,060

13B3X00108000018
13B3X00108000019

インレーク라운用ハードタイプ
各5ヶ入り

- ホースブラウンレズブラシIC用1列・・・¥1,740

13B3X00108000017

一般医療機器 歯科用研磨器材



特殊加工を施したフランネルファイバーで
シャモアを挟むことにより実現した適度な柔らかさ。
即重レジンにも焼きつきにくく効果的です。



- ・ レズタイプ研磨用バフ (φ80mm)
- ・ 材質 / 成分: フランネル繊維 / 人工皮革
- ・ 使用回転数: 3,400r.p.m. 以下

▪ フランチャーバフレス用・・・¥1,800 13B3X00108000502

一般医療機器 歯科用研磨器材

レジン専用ファイナルポリッシャー
濡れたような艶で
デンチャーにピツタリ



- ・ 硬質レジン・床用 (加熱・常温重合) レジン・ポリカーボネート樹脂対応。
- ・ 軟質タイプのため、バフ・ブラシ等に付着性が良好。
- ・ 飛散が少ない。



▪ アクティブブライト (レジン用)・・・¥1,250

一般医療機器 歯科用研磨器材 11B3X00042000017

レジン研磨仕上げ用研磨砂
超微細粒子タイプ
強力研削超微細粒子で
研磨面滑沢仕上げ



- ・ 強力な研削力を有した超微細粒子で、飛散が少なく研磨面が滑沢に仕上がります。
- ・ ポリアミド・ポリエステル・ポリカーボネート系樹脂研磨に効果的。

▪ ケミサンド 2kg 入・・・¥3,300
▪ ケミサンド 2kg 入 / 3袋入・・・¥9,900

一般医療機器 歯科用研磨器材 11B3X00042000015

レジン研磨仕上げ用研磨砂
ノーマル粒子タイプ
短時間で滑沢研磨面、
若干の艶まで得られる



- ・ 強力な研削力を有した研磨砥粒形状のため、短時間で研磨面が滑沢に仕上がります。
- ・ 金属の酸化膜除去にも使用可能。

▪ エビスサンド 2kg 入・・・¥1,560

一般医療機器 歯科用研磨器材 11B3X00042000030

<発売元>

株式会社日本歯科工業社

〒110-8530 東京都台東区上野5-12-8

TEL:03-3836-2191 FAX:03-3836-2199

<http://www.kk-nikkosha.com>

製品に関するお問い合わせ・ご注文は、下記取扱店まで