

# トレー清掃が楽々簡単!

アルギン酸塩印象材専用清掃材

2025 3/21 → 4/15

ニシカトリーナー 剥離タイプ

# よくとれ~る セール

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。  
 このたびはアルギン酸塩印象材専用清掃材「ニシカトリーナーよくとれ~る」の  
 期間・数量限定セールを実施いたします。日頃ご愛顧いただいている  
 歯科医院様、またご採用を検討中の歯科医院様もぜひこの機会を  
 ご利用ください。

そのまま漬けて

はがすだけ!



包装:1340mL  
 実用液 4L分

【期間限定・数量限定】標準価格:7,200円を

## 特別価格

にてご提供!!


# ニシカトレクリーナーよくとれ〜るの特長

## 1. トレー清掃が楽々簡単



※ 本品は水で3倍に希釈して使用します(ペースト状アルギン酸塩印象材「トクソー AP-1」ご使用の場合は2倍に希釈)

### 浸漬時間を大幅に短縮



### 液を捨てた後、バケツがきれいです。

印象材の残渣が、バケツの底に沈殿しません。




ニシカトレクリーナーよくとれ〜る

当社比

従来の溶解タイプ  
トレークリーナー

## 2. トレーが長持ち

- トレーに無理な力をかけずに済みます。
- 防錆剤配合により網トレー等がサビません。



日本歯科薬品株式会社研究所データ

◆ スズ合金などのリムロックトレーは、黒く変色することがあるため、ご使用は避けてください。

## 3. すぐれた除菌力

実践臨床において2週間連続使用しても除菌効果が維持されます。



[よくとれ〜る使用済み液を用いた一般細菌数測定結果]

対象	使用後2週間目の液
歯科医院A	一般細菌は検出されなかった
歯科医院B	一般細菌は検出されなかった

日本歯科薬品株式会社研究所データ

### 手肌にやさしい

ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験の結果、**無刺激性**であることが確認されています(日本食品分析センター試験)。

### 環境に配慮

使用済み液は、微生物等により速やかに分解されるため、一般排水として廃棄できます。

ゴミ削減のため、折りたたんで小さくできるボトルを採用しています。



使用上の注意は製品ボトルに記載されている内容をご覧ください。