

感覚的に選べるシェード

フィルテック™ イージーマッチ
ユニバーサルフロー コンポジットレジン

新発売Wパック キャンペーン

2026/6/1^{MON} ~ 8/31^{MON}



LINE登録者限定

5分で差がつく 歯科臨床

新製品フィルテック™ イージーマッチ ユニバーサルフロー コンポジットレジンを活用した臨床例とポイントを分かりやすく解説しています。



松本 拓也 先生



林 大智 先生



林 明賢 先生

12コンテンツ

キャンペーン期間中に順次配信予定



友だち追加を
お願いします



内 容

シリンジ (2g) × 2本
20ゲージチップ × 20個

ご注文数

製 品 番 号

6125B (ブライト)

セット

6125N (ナチュラル)

セット

6125W (ウォーム)

セット

キャンペーン

希望医院価格

5,760円

各2本入り

キャンペーン期間中の特別価格です

ご用命は

フィルテック™ イージーマッチ ユニバーサル フロー コンポジットレジン

3つの特徴




ブレンディング効果

シェード選択はナチュラルを基準に、A2より明るい場合はブライト、A3.5と同等またはそれより暗い場合はウォームをお選びください。
各シェード0.5~1mmでエナメル質の遮蔽性、2mm以上で象牙質の遮蔽性を表現できます。



多様な状況に応える Oneフロアビリティ

1つの粘稠度で幅広い用途に
お使いいただけます。



イメージ図

独自のシリンジ・ チップデザイン

押し出しやすく、気泡混入が減少します。



別売り

微細な高洞にアクセス容易な
27ゲージチップ

- ・内 容: 20個×2袋 (計40個)
- ・製品番号: P3700TJ27
- ・希望医院価格: 1,800円

曲げ調整が容易

気泡が混入しにくい

ペースト残量を視認しやすい

握りやすく押し出しやすい

ソルベンタム
オリジナルチップ

従来のチップ

気泡が混入

旧プランジャーに比べ、
手指にかかる押し出し圧が減少^{※1}

58%

※1. ソルベンタム社内調べ
(based on an extrusion force of 3 kgf / 6.6 lbf)

販売名: フィルテック イージーマッチ ユニバーサル フロー コンポジットレジン 認証番号: 222AKBZX00110A01 / 販売名: フロー注入チップ 届出番号: 13B1X10422000213
※掲載の内容および希望医院価格は、2026年4月現在のものです。キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。
Solventumおよびそのロゴ、その製品名等を使用される商標はSolventum及びその関連会社の商標です。3Mおよびそのロゴは3Mおよびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。

ソルベンタム合同会社
デンタルソリューション事業部

<https://www.solventum.com/ja-jp/home/oral-care/>

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2026. All Rights Reserved.
DEN-1920-AJ(0426)PN/e.

一般歯科コールセンター

 **0120-332-329**

9:00~17:00 月~金 (土日祝年末年始を除く)