

パウダーメインテナンス 応援キャンペーン

2026

7/21 (火)

9/20 (日)

歯面清掃用ハンドピース

Prophy-Mate neo

特別価格にて
ご提供!



期間限定パッケージ



歯面清掃用ハンドピース

Prophy-Mate neo

NSK PMNG-PTL-P

オサダ PMNG-FJ-P

モリタ PMNG-MR-P

KaVo® PMNG-KV-P

ヨシダ PMNG-YS-P

Dentsply Sirona® PMNG-SR-P

標準価格 ¥159,000



歯面清掃用パウダー

SOFT pearl
4本セット

ソフトパール


標準価格 ¥21,800 (250g×4本)

KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。

歯肉縁上のパウダーメンテナンス



使用イメージ



- 主成分：グリシン
- 甘みがある
- 平均粒子径65 μ m
- 仕上げ研磨なしで単体使用が可能

軽度から中等度のステインやバイオフィルムの除去に

ソフトパールは、グリシンを主成分とした歯肉縁上用のパウダーです。時間差での水溶性を実現する粉体粒子のコーティングを施しています。噴射時の水によって急激に溶解しないため、最適な状態のパウダーが歯面に届き、軽度から中等度のステインやバイオフィルムを効率的に除去します。

施術対象：歯肉縁上の天然歯、補綴装置※



※露出した象牙質、エナメル質のう蝕、コンポジットレジン及び金の詰め物には直接噴射しないこと。[それらの表面に傷をつける恐れ]

画像提供：貞光歯科医院（奈良県奈良市）

販売名：プロフィーメイト neo 認証番号：223ALBZX00029000 一般の名称：能動型機器接続歯面清掃用器具 管理医療機器 / 販売名：ソフトパール 届出番号：09B2X00016000157 一般の名称：歯面研磨材 一般医療機器

オンラインプライベートセミナー

株式会社ナカニシ 歯科衛生士が貴院のために
マンツーマンで開催するWebセミナー

FREE
¥0

お好きな時間を選んで(所要時間60分 / 平日 9:00～最終受付 15:30)受講いただけます。
通常のセミナーとは違い個別対応なので院内勉強会・院内全体のスキルアップとしてお役立てください。

もっと楽に! パウダーメンテナンスを最大限に活用する パウダーメンテナンスを深く学びたい方に

効率よくパウダーメンテナンスを行うために、医院でお使いのパウダーに適した使用のポイントをお伝えします。
また、機器の特徴や正しいお手入れの方法を学ぶことで、日々の疑問を解消し、より快適な診療を目指しましょう。



株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本 社 ・ 工 場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
東 京 事 務 所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F
TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
大 阪 事 務 所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F
TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

お客様相談窓口 ☎0120-7242-56

受付時間9:00～17:00(土日祝日を除く) 製品に関するご意見・ご質問などお気軽にお寄せください。

記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



ナカニシ製品取扱店

担当者：