

歯科用ディスポーザブルマスク

# デンタルマスク・フェイスガード・サージカルマスク (快適の秘密) お試しキャンペーン

数量  
限定

2025年2月21日(金)～3月19日(水)

クルツァーの『デンタルマスク』は、**純国産**のマスクで、4層構造により、0.1ミクロン粒子を99%以上捕集します。  
『フェイスガード』は、デンタルマスクに顔を保護するガードがついています。  
また今回は、紐タイプの『サージカルマスク』もキャンペーン対象になりました。  
上記期間、**【お試し価格】**にてご提供いたします。  
サンプルもご用意しております。下記 URL または QRコードよりお申込みください。


## 高性能4層構造

飛沫をプロテクト  
する外カバー

高濾過性・撥水性  
フィルター

抗菌・防臭処理  
フィルター

コットンシート



日本製

クルツァーのマスクは、**純国産**

材料は全て  
国内メーカーから  
調達しています。

製造工場は  
ISO13485 等  
を取得している  
国内の工場です。

クリーンな環境での完全自動一括生産ライン  
(製造から箱詰めまで)  
製品に**最初**に触れるのはお客様です。

製品コード	製品名	サイズ	包装
66974555	デンタルマスクコットン S ホワイト	145mm×90mm	50 枚入
66974556	デンタルマスクコットン S ピンク	145mm×90mm	50 枚入
66974557	デンタルマスクコットン M ホワイト	175mm×90mm	50 枚入
66974558	デンタルマスクコットン M ブルー	175mm×90mm	50 枚入
66974559	デンタルマスクコットン M ピンク	175mm×90mm	50 枚入

製品コード	製品名	サイズ(外形)	包装
66974552	フェイスガード S ピンク	(マスク部分)145mm×90mm + (プロテクター部分) 219mm×100mm	12 枚入
66974553	フェイスガード M ブルー	(マスク部分)175mm×90mm + (プロテクター部分) 240mm×102mm	12 枚入
66974560	サージカルマスク M ブルー	180mm×90mm	50 枚入 <b>紐タイプ</b>

サンプルのご依頼は、  
<https://bit.ly/4h2Nif5>

「デンタルマスク」「フェイスガード」「サージカルマスク」の  
お得なキャンペーンのご案内です。



Giving a hand to oral health.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

\* 快適の秘密・製品の特長について、裏面もご覧ください。






## 『快適の秘密』

### 秘密①『抗菌・防臭処理フィルター』

【抗菌】そして【防臭】のためのフィルターを採用。


### 秘密③『フィルターろ過効率』

BFE<sup>1)</sup>、PFE<sup>2)</sup>共に99%以上。




- 1) BFE (細菌ろ過効率): ブドウ球菌 (約3μm) をマスクに通して遮断された割合  
 2) PFE (微粒子ろ過効率): ポリエチレン粒子 (約0.1μm) をマスクに通して遮断された割合

### 秘密⑤『コットンシート』



湿気を吸収するため、ムレずにさらさら快適な肌触り。

### 秘密②『フィルター性能』



フィルター繊維の密度ではなく、静電気で細菌 / 微粒子を捕集。

### 秘密④『ノーズピース』



形態保持性が高く、ぴったりフィット。

### 秘密⑥『アーチキーパー』



息をしても凹まない  
中央の膨らみをキープ。  
会話や息がしやすい。

\*本来の性能を発揮させるため、正しい装着法でご使用ください。

## 『フェイスガード』

マスクとアイプロテクターの一体化で顔全体をカバー。

前かがみの治療時も邪魔にならないプロテクター。使い捨てタイプで、使用後の処理は廃棄するだけ。通常のご使用の他、血液媒介病原体\* 等感染予防に注意が必要な場合にも便利。

血液媒介病原体\*・B型肝炎ウイルス (HBV)、C型肝炎ウイルス (HCV)、ヒト免疫不全ウイルス (HIV) 等



## 『サージカルマスク』

耳にかげず、頭の後ろで結べる紐タイプのマスクもあります。



www.kulzer.co.jp

кулツァー ジャパン 株式会社

〒113-0033

東京都文京区本郷 4-8-1 3

TEL.03-5803-2151