

# バリオリック エステティック スプリングキャンペーン

期間限定

2026/3/2(月)  
~ 4/20(月) AM  
イボクラ受注分まで

## Variolink® Esthetic バリオリック エステティック

### さまざまな用途での信頼性

Variolink® Estheticは、修復物の接着に使用される審美的で多用途なデュアルキュア型 (DC) または、光重合型 (LC) の接着性レジンセメントです。さまざまな用途で高い接着力と信頼性のあるセメントです。

#### バリオリックエステティック LC 光重合型 (Light-cure variant)

以下のような、修復物の厚みが2mm未満で十分な透過性を示す修復物の接着操作に使用します。

- ーベニア
- ーインレー、アンレー、パーシャルクラウン
- ニケイ酸リチウム、ガラスセラミックやコンポジットレジン

#### バリオリックエステティック DC デュアルキュア型 (Dual-cure variant)

以下の接着操作に使用します。

- ーベニア
- ーインレー、アンレー、パーシャルクラウン
- ークラウンブリッジ



バリオリック エステティック  
パンフレットはこちら

[https://www.ivoclar.com/ja\\_JP/CMS/brochures/VariolinkEsthetic.pdf](https://www.ivoclar.com/ja_JP/CMS/brochures/VariolinkEsthetic.pdf)

#### バリオリックエステティック DC (デュアルキュア型) 各5g

|          |          |
|----------|----------|
| 762062WW | ホワイトオパール |
| 666117WW | ライト+     |
| 666118WW | ライト      |
| 666119WW | ニュートラル   |
| 666120WW | ウォーム     |
| 666121WW | ウォーム+    |



標準価格 ¥12,800 特別価格

#### バリオリックエステティック LC (光重合型) 各2g

|          |          |
|----------|----------|
| 762061WW | ホワイトオパール |
| 763425WW | ライト+     |
| 763446WW | ライト      |
| 763424WW | ニュートラル   |
| 763423WW | ウォーム     |
| 763422WW | ウォーム+    |



標準価格 ¥7,800 特別価格

#### LC・DC共通アクセサリ


#### バリオリックエステティック Try-In 各1.7g

|          |          |
|----------|----------|
| 762063WW | ホワイトオパール |
| 666067WW | ライト+     |
| 666113WW | ライト      |
| 666114WW | ニュートラル   |
| 666115WW | ウォーム     |
| 666116WW | ウォーム+    |



標準価格 ¥4,000 特別価格

NEW



ホワイト  
オパール

ライト+

ライト



ニュートラル

ウォーム

ウォーム+

シリンジから押し出しやすく、装着時に余剰セメントはスムーズに流れ出ますが、セメントライン上に安定して留まり、垂れません。良好なチクソトロピー性を持ち、適度な流動性と安定性を兼ね備えた、操作性が高いペーストです。


新しく追加されたシェード"ホワイトオパーク"は、変色した歯台の色調に左右されずに修復物のセメンテーションを行うことができます。



改良された良好な流動性と  
簡単なセメント除去動画

<https://vimeo.com/1120794544/e2cab546a2>

NEW



## 単品よりキットがお得！

バリリンクエステティック  
LC システムキット




標準価格 ~~¥27,700~~  
特別価格

ベニア症例にお勧め  
光重合型システムキット  
操作性の向上したバリリンクエステティック LC とモノボンドプラスのセット

【セット内容】(763314WW)  
アドヒースユニバーサル VivaPen NEW 2ml x 1  
カニューレ VivaPen NEW スナップオン / 100  
バリリンクエステティック LC,  
ニュートラル 2g x 1  
バリリンクエステティック Try-in,  
ニュートラル 1.7g x 1  
モノボンド プラス 5g x 1  
リキッドストリップ 2.5g x 1

バリリンクエステティック  
DC システムキット (MBP)



標準価格 ~~¥37,100~~  
特別価格

すべての修復物に対応  
デュアルキュア型システムキット  
あらゆる修復物に対応したユニバーサル  
プライマーのモノボンドプラスとのセット  
さまざまな用途で高い接着力と信頼性のある  
セメント

【セット内容】(763318WW)  
アドヒースユニバーサル VivaPen NEW 2ml x 1  
カニューレ VivaPen NEW スナップオン / 100  
バリリンクエステティック DC,  
ニュートラル 9g x 1  
バリリンクエステティック Try-in,  
ニュートラル 1.7g x 1  
モノボンド プラス 5g x 1  
リキッドストリップ 2.5g x 1

バリリンクエステティック  
DC システムキット (MBEP)



標準価格 ~~¥39,700~~  
特別価格

ガラスセラミックス修復にお勧め  
デュアルキュア型システムセット  
セルフエッチングガラスセラミック  
プライマーのモノボンド エッチ&プライム  
のセット

【セット内容】(763320WW)  
アドヒースユニバーサル VivaPen NEW 2ml x 1  
カニューレ VivaPen NEW スナップオン / 100  
バリリンクエステティック DC,  
ニュートラル 9g x 1  
バリリンクエステティック Try-in,  
ニュートラル 1.7g x 1  
モノボンド エッチ&プライム 5g x 1  
リキッドストリップ 2.5g x 1

一般的名称: 歯科接着用レジンセメント、歯科用色調適合確認材料、歯科セラミックス用接着材料、歯科用象牙質接着材、歯科接着・充填材料用表面硬化保護材、歯科用エッチング材、歯科用  
充填・修復材補助器具、歯科用練成器具 / 販売名: バリリンク エステティック / 認証番号: 227AGBZX00001000 / 管理医療機器  
一般的名称: 歯科用象牙質接着材、歯科レジン用接着材料、歯科用知覚過敏抑制材料、歯科用シーリング・コーティング材 / 販売名: アドヒース ユニバーサル / 認証番号: 226AGBZX00069000  
/ 管理医療機器  
一般的名称: 歯科セラミックス用接着材料 / 販売名: モノボンド エッチ&プライム / 認証番号: 227AGBZX00018000 / 管理医療機器  
一般的名称: 歯科セラミックス用接着材料、歯科用象牙質接着材料、歯科金属用接着材料 / 販売名: モノボンド プラス / 認証番号: 223AGBZX00093000 / 管理医療機器

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目28番24号  
TEL : 03-6801-1301 FAX : 03-5844-3657

[ivoclar.com](http://ivoclar.com)