MEIJITECHNO
顕微鏡／関連用品 製造・販売　日本顕微鏡工業会会員
メイジテクノ株式会社
〒354-0043　埼玉県入間郡三芳町竹間沢 322-1
TEL：049-259-0111　FAX：049-259-0113
E-mail：meiji@meijitechno.co.jp
https://www.meijitechno.co.jp

Windows10、11 をご利用のお客様へ

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、格別のお引き立てにあずかり、心よりお礼申し上げます。
さて、この度は、製品「SK-7LED」をお買い上げいただき、ありがとうございます。

さて、製品付属ビューワソフトを Windows10、11 にインストールしてご利用いただく際にお知らせとお願いがございます。
まず、ご使用予定のパソコンを最新の Windows Update 状態にしてください。
特に一度もアップデートされていない初期状況ですと起動出来ない場合があります。

また、お客様のパソコン仕様により「DLL ドライバー」がインストールされていないことにより起動出来ない場合がございます。
その時には、USB メモリ内のファイル「アップグレード用ドライバー」をインストールしていただくことにより起動出来るようになります。
お手間をお掛けしますが、添付の「DLL ドライバーインストールについて」を参照していただき、ドライバーソフトのインストールをお願いします。

本製品ビューワソフトはあらゆるパソコンでの起動を保証するものではございません。
まれに、上記の処置を行っていただいてもパソコンの仕様により起動出来ないことがございます。
予め御了承ください。

敬具